

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ С ЦЕЛЬЮ
ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОГРАММЫ
«Исследования индивидуального латерального
профиля»**

Содержание

1. Минимальные системные требования «Исследования индивидуального латерального профиля».....3
2. Порядок установки программы «Исследования индивидуального латерального профиля».....3

1. МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц;
- оперативная память от 1 Гб (для Windows XP SP3), от 2 Гб (для Vista/7/8.1);
- мышь;
- минимум 500Mb свободного места на диске (требования к размеру дискового пространства зависят от интенсивности использования программы);
- операционная система: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows10;
- дисковод DVD;

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ

- 1) Вставьте диск с программой в дисковод. Через несколько секунд появится окно автозапуска, изображенное на рисунке 1. Если окно автозапуска не появилось, необходимо в проводнике Windows перейти к содержимому диска с программой и запустить установку программы вручную, дважды кликнув левой кнопкой мыши на значке файла с именем **setup.exe** (или **setup**, если расширения файлов скрыты настройками системы). **Для установки программы пользователь должен обладать правами администратора.**




Рисунок 1

- 2) Нажмите на кнопку **Далее**, чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 2.




Рисунок 2

- 3) На этом экране Вы можете указать папку для установки программы. **Не рекомендуются менять папку для установки, предложенную по умолчанию.** Нажмите на кнопку **Далее**, чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 3.




Рисунок 3

- 4) На этом экране Вы можете снять галочку, если не нужно создавать

значок на рабочем столе. Нажмите на кнопку **Далее**, чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 4.




Рисунок 4

- 5) На этом экране Вы можете проверить все опции установки. Нажмите на кнопку **Установить**, чтобы начать установку. Установка занимает около минуты (зависит от производительности компьютера и скорости дисководов).

Внимание! Установленные на компьютере антивирусы могут выводить различные предупреждающие сообщения в ходе установки программы. Во всех предупреждающих сообщениях необходимо разрешить программе выполнять все требуемые ей действия.

После установки Вы увидите экран, изображенный на рисунке 5.




Рисунок 5

- б) Установка успешно завершена. Нажмите на кнопку **Завершить** чтобы закрыть окно установки. Если установлена галочка **Запустить Методика автоматизированного исследования индивидуального латерального профиля**, то после закрытия окна установки программа будет запущена автоматически.

Установленная программа работает только при наличии оригинального диска с программой в дисковом диске.