

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ С ЦЕЛЬЮ ЭКСПЕРТНОЙ
ПРОВЕРКИ ПРОГРАММЫ
«Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, Ф. Амен,
версия 2020»**

Содержание

1. Минимальные системные требования «Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, Ф. Амен, версия 2020».....3
2. Порядок установки программы «Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, Ф. Амен, версия 2020».....3

1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

1.1 МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Процессор с тактовой частотой 1,6 гГц;
- Оперативная память от 1 гб (для Windows XP), от 2 гб (для Vista/7/8/10);
- Мышь;
- Минимум 500mb свободного места на диске (требования к размеру дискового пространства зависят от интенсивности использования программы);
- Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 10;
- Дискковод CD/DVD.

1.2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ

1) Вставьте диск с программой в дискковод. Через несколько секунд появится окно автозапуска, изображенное на рисунке 1. Если этого не произошло, необходимо в проводнике Windows перейти к содержимому диска с программой и запустить установку программы вручную, дважды кликнув левой кнопкой мыши на значке файла с именем setup.exe (или setup, если расширения файлов скрыты настройками системы). **Для установки программы пользователь должен обладать правами администратора.**




Рисунок 1

Нажмите на кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 2.




Рисунок 2

2) На этом экране можно указать папку для установки программы. Не рекомендуется менять папку для установки, предложенную по умолчанию. Нажмите на кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 3.




Рисунок 3

3) На этом экране можно снять галочку, если не нужно создавать значок на Рабочем столе. Нажмите на кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему экрану установки, изображенному на рисунке 4.




Рисунок 4

4) На этом экране можно проверить все опции установки. Нажмите на кнопку «Установить», чтобы начать установку. Установка занимает около минуты (зависит от производительности компьютера и скорости дисководов).

Внимание! Установленные на компьютере антивирусы могут выводить различные предупреждающие сообщения в ходе установки программы. Во всех предупреждающих сообщениях необходимо разрешить программе выполнять все требуемые ей действия.

После установки появится экран, изображенный на рисунке 5.




Рисунок 5

5) Установка успешно завершена. Нажмите на кнопку «Завершить» чтобы закрыть окно установки. Если установлена галочка «Запустить Тест

тревожности Р. Тэммл», то после закрытия окна установки программа будет запущена автоматически.

Установленная программа работает только при наличии оригинального диска с программой в дисковом диске.